

PREGUNTAS FRECUENTES

1) ¿Cómo funciona el parche IceWave si no penetra ninguna sustancia en el cuerpo? Se trata de un parche no transdérmico que usa una nueva tecnología que estimula suavemente los puntos de acupuntura para mejorar el flujo de energía del cuerpo y aliviar los dolores y molestias leves. No se utilizan fármacos, estimulantes, imanes ni agujas.

2) ¿Por qué no he experimentado alivio del dolor?

La razón más habitual es la deshidratación. Beba uno o dos vasos de agua y espere entre 20 y 30 minutos para aplicar los parches. Otra razón habitual es que haya colocado los parches en zonas del cuerpo equivocadas. Usar los parches IceWave para controlar el dolor requiere práctica. Siga las instrucciones del método del reloj. Si ha seguido las instrucciones y no ha experimentado alivio del dolor, pruebe colocando los parches en la planta de los pies (riñón 1).

3) ¿Cuándo debo usar el parche BLANCO en la zona del dolor en lugar del parche de color MARRÓN CLARO?

Coloque el parche BLANCO en la zona del dolor sólo DESPUÉS de haber intentado colocar el parche MARRÓN CLARO en la zona del dolor mediante el método del reloj. A continuación, siga las instrucciones del método del reloj usando el parche BLANCO en la zona del dolor en lugar del parche de color MARRÓN CLARO.

4) ¿Cómo se aplican los parches para el dolor en todo el cuerpo?

Coloque el parche BLANCO en la planta del pie DERECHO y el de color MARRÓN CLARO en la planta del pie IZQUIERDO. (riñón 1).

5) ¿Cuántos parches puedo usar para aliviar el dolor?

Puede usar hasta dos juegos de parches. Coloque un juego de parches en la planta de los pies, en la zona de riñón-1 (BLANCO en el pie DERECHO, MARRÓN CLARO en el IZQUIERDO) y un juego de parches en los codos, en la zona de corazón-3 (BLANCO en el codo DERECHO y MARRÓN CLARO en el IZQUIERDO).

6) ¿Hasta qué punto resulta seguro el uso de los parches?

La acupuntura se ha utilizado durante miles de años como un método para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida. Si bien hemos demostrado que nuestros productos son seguros, si siente malestar en algún momento debe retirar los parches y beber agua en abundancia.

7) ¿Ha probado estos parches algún organismo independiente?

Sí, algunos estudios clínicos con imágenes médicas obtenidas mediante luz infrarroja confirman que los parches IceWave producen un alivio del dolor rápido e importante. Visite www.lifewave.com para obtener más información.

8) ¿Cuánto tiempo puedo usar un par de parches?

Se recomienda no usar los parches más de 12 horas al día. No deben reutilizarse, use un juego nuevo cada día.

PREGUNTAS FRECUENTES (cont.)

9) ¿Puede cualquier persona usar los parches IceWave?

Si sufre algún problema de salud o tiene alguna duda, consulte a su médico antes de usar los parches IceWave. No debe usarlos si está embarazada o en período de lactancia.

10) ¿Dónde debo colocar los parches para aliviar el dolor de la rodilla?

Coloque el parche MARRÓN CLARO en la parte interna de la rodilla y el BLANCO en la parte externa.



RECOMENDACIONES

“Yo he tenido un dolor en el pie derecho por más de dieciocho meses. He visitado a tres doctores sin obtener buenos resultados. Cuando apliqué el parche de IceWave, en menos de treinta segundos de uso ya no tenía dolor en mi pie. ¡WOW, este parche realmente funciona!” - Andy F.

«Llevo 5 años sufriendo dolor en la región lumbar pero, cuando apliqué los parches IceWave, desapareció en 30 segundos. ¡Es realmente increíble!» - Tony D, SC



«Llevo más de 5 años tomando 15 calmantes muy fuertes al día debido a un problema de los huesos en la cadera izquierda. Gracias a los parches IceWave he recuperado mi vida. Ya no permitiré jamás que el dolor controle mi vida. Salí a andar en bicicleta, algo que no había podido hacer durante muchos años, y limpié mi casa de arriba a abajo. Hablaré a todo el mundo de esta empresa y de los parches IceWave». - Dave S.

«Hace 4 años me atropelló un coche mientras perseguía a un sospechoso y me rompí la rodilla derecha. 60 segundos después de haberme colocado los parches IceWave en la rodilla, el dolor había desaparecido. Creo que sería injusto no compartir mi experiencia con los parches LifeWave con todas las personas que conozco.»

- Keith C., policía jubilado

RECOMENDACIONES (cont.)

«Mi espalda llevaba doliéndome tanto tiempo que estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. En una escala del 1 al 10, el dolor estaba entre el 9 y el 10. No puedo creer que haya desaparecido en 22 segundos.»

- Ethel S.

«Hace 16 años me atropelló un coche al cruzar la calle en Greensboro (NC). Desarrollé un dolor crónico en ambas caderas. Durante varios años he probado distintas alternativas, pero ninguna me ayudó. Un amigo cercano me habló de los parches IceWave de LifeWave y, al cabo de 4 minutos de usarlos, el dolor crónico se alivió.» -Tina C.

«Tenía previsto participar en un torneo de golf benéfico de celebridades de la NFL (National Football League). Durante mi entrenamiento me desgarré un músculo de la costilla y sufrí un espasmo en la espalda que me dejó literalmente sin aliento. En ese momento estaba segura de que no iba a poder jugar golf y, mucho menos, levantarme del piso. Coloqué un parche blanco en el esternón y dos en la zona izquierda de la caja torácica, en la espalda. Aproximadamente 4 minutos después volví a la pista.»



«El dolor se había reducido notablemente, en los 20 minutos siguientes recuperé la movilidad completamente y pude participar en el torneo. Lo mejor fue que no sólo jugué todo el torneo sin dolor sino que, además, gané en la categoría de

drive más largo. Si no hubiera tenido estos parches estoy segura de que no habría podido jugar en absoluto. Esto ya me ha sucedido antes y sé que mi cuerpo normalmente tarda 2 semanas en recuperarse. ¡Guau, gracias, LifeWave!» - Joe P., ex alumno de NFL

«Estaba en la cama con almohadas bajo las rodillas por un dolor muy fuerte en la espalda. Mi hijo Gregory me puso tres parches y, al poco tiempo, estaba levantada y caminando. Digan que me llamen, les diré que estos parches realmente funcionan». - Sra. Hinton G., NC

«En una escala del 1 al 10, mi dolor de espalda era de 5 puntos. En 20 segundos desapareció. También tenía dolor en la mano derecha y, después de aplicar los parches IceWave, el dolor también había desaparecido en menos de 30 segundos. Es increíble». - John G., SC

Para obtener más información sobre LifeWave®, póngase en contacto con:

Fabricado por: LifeWave Products LLC, 1020 Prospect St., Suite 200, La Jolla, CA
Teléfono/Fax: +1 (858) 459-9876 | customerservice@lifewave.com | www.lifewave.com



Representante autorizado en Europa: Obelis s.a., Bd. Général Wahis, 53, 1030 Bruselas, Bélgica
Teléfono: +32 (0)2 732 59 54 | Fax: +32 (0)2 732 6003 | mail@obelis.net

LIFEWAVE®



icewave®

Para la estimulación
de puntos de acupuntura

NUEVA TECNOLOGÍA PARA ALIVIAR EL DOLOR

PRESENTACIÓN DE LOS PARCHES ICEWAVE

Imagine poder aliviar el dolor con rapidez y sin fármacos. Ahora imagine que puede lograrlo con LifeWave.

Nuestro exclusivo sistema de parches no transdérmico utiliza una nueva tecnología para estimular suavemente los puntos de acupuntura, lo que mejora literalmente el flujo de energía en el cuerpo y alivia el dolor y las molestias en cuestión de minutos.



NUEVA TECNOLOGÍA PARA ALIVIAR EL DOLOR

Estamos acostumbrados a creer que debemos tomar o introducir algo en el cuerpo (como vitaminas) para mejorar nuestra salud. Si bien para mantener una vida sana, son necesarias una nutrición, hidratación y práctica de ejercicio adecuadas, nuestro cuerpo también necesita un flujo de energía constante. Por ejemplo: el cerebro y los nervios transmiten señales eléctricas a los músculos, lo cual hace que utilicen energía química almacenada para contraerse.

Durante millones de años se ha sabido que determinadas frecuencias de luz pueden causar cambios específicos en el cuerpo humano. Por ejemplo, cuando nos exponemos a la luz solar, su frecuencia estimula al cuerpo para que produzca vitamina D. Otro rango de frecuencias de luz (ultravioleta) hace que el cuerpo produzca melanina, la sustancia química que produce el bronceado de nuestra piel.

Los parches IceWave utilizan este conocimiento para estimular los puntos de acupuntura del cuerpo con el fin de mejorar el flujo de energía y aliviar el dolor pocos minutos después de su aplicación sin necesidad de tomar fármacos.

INSTRUCCIONES DE USO DE LOS PARCHES ICEWAVE

El «método del reloj» que se emplea para colocar los parches IceWave se elaboró con el fin de obtener resultados de alivio del dolor más rápidos y eficaces.

En primer lugar, debe localizar la zona con más dolor. Realice los pasos que se describen a continuación hasta que el dolor se haya reducido considerablemente o haya aumentado la movilidad. Si siente dolor en todo el cuerpo, coloque los parches en la zona de riñón-1.

PASO 1



Coloque un parche IceWave de color MARRÓN CLARO directamente en el lugar donde siente el dolor con más intensidad.

PASO 2



A continuación, mueva el parche BLANCO a la zona situada POR ENCIMA del dolor. Si el dolor no ha disminuido en 10 segundos, vaya al siguiente paso.

PASO 3



Mueva el parche BLANCO a la posición de las 3 en punto en el reloj. Si el dolor no ha disminuido en 10 segundos, vaya al siguiente paso.

ADVERTENCIAS: Retire inmediatamente los parches si siente alguna molestia o irritación en la piel. No debe reutilizar los parches una vez retirados de la piel. No aplique más de 2 pares de parches en el cuerpo al mismo tiempo. Durante el uso de los parches, mantenga su cuerpo bien hidratado con agua. Sólo para uso externo, no deben ingerirse. No use los parches en piel con heridas o dañada. Si tiene problemas de salud, consulte a un profesional sanitario antes de usar los parches. No deben usarse si está embarazada o en período de lactancia. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA). Este producto no está destinado al diagnóstico, tratamiento, curación o prevención de enfermedades. *Los resultados individuales pueden variar.



PASO 4

Mueva el parche BLANCO a la posición de las 6 en punto en el reloj. Si el dolor no ha disminuido en 10 segundos, vaya al siguiente paso.



PASO 5

A continuación, mueva el parche BLANCO a la posición de las 9 en punto en el reloj. Si el dolor no ha disminuido en 10 segundos, vaya al siguiente paso.



PASO 6

Por último, mueva el parche BLANCO de modo que quede paralelo al parche de color MARRÓN CLARO. Si el dolor no ha disminuido en 10 segundos, consulte las figuras que se encuentran a continuación.

RIÑÓN 1



Dolor en todo el cuerpo: coloque un parche BLANCO en la planta del pie derecho y uno MARRÓN CLARO en la planta del pie izquierdo (riñón 1). Puede colocarse un segundo par de parches en los codos, en la zona de corazón-3.

CORAZÓN 3



¿QUÉ ES LA ACUPUNTURA?

La acupuntura es un tipo de arte curativo oriental basado en la medicina antigua del Asia oriental. Normalmente, un médico estimula los puntos de acupuntura del cuerpo con agujas o presión para mejorar el sueño, aliviar el dolor y las molestias, y fomentar una buena salud.

Los parches autoadhesivos IceWave utilizan los principios de la medicina oriental y de la acupuntura sin agujas para estimular suavemente los puntos en el cuerpo que llevan miles de años usándose para equilibrar y mejorar el flujo de energía en el cuerpo humano. El resultado es una manera natural de mejorar la calidad de vida sin usar fármacos, estimulantes ni agujas que penetren en el cuerpo.

ICEWAVE® OBTIENE RESULTADOS

Las fotografías que se muestran a continuación se obtuvieron de algunos estudios clínicos sobre los parches IceWave. La mayoría de las personas que utilizan los parches IceWave y siguen el «método del reloj» obtienen resultados positivos a los pocos minutos de su uso.

